

FICHE TECHNIQUE

Référence	028059
Désignation	Labtop coolers Nalgene



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Maintient la température des échantillons sur la paillasse à 0 °C ou -20 °C
- ✓ Le boîtier est rempli d'un gel non toxique
- ✓ Pour 3 x 4 microtubes de 0,5 / 1,5 ml
- ✓ Couleur du corps : vert
- ✓ Couvercle : PC transparent
- ✓ Gel dans le couvercle : non
- ✓ Température : inf. à 1°C, 3 heures
- ✓ Dimensions : 151 x 108 x 125 mm

Unité de vente :

1 Container
