

FICHE TECHNIQUE

Référence	028123	
Désignation	Cryomarkers	



Description:

- ✓ Pochette de 4 cryomarkers
- ✓ Spécialement destinés à l'écriture sur cryotubes, boîtes de congélation et supports pour cryogénie
- ✓ L'encre ne s'altère pas à température ultra basse
- ✓ Anti maculge
- ✓ Cryomarker bleu, rouge et noir = pointe extra fine / vert = pointe standard
- ✓ Coloris assortis: vert, bleu, rouge, noir

Unité de vente :

1 Pochette de 4 cryomarkers