

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	028163
<b>Désignation</b>	Bonbonne 10 l



### Description :

- ✓ Bonbonnes Heavy Duty Nalgene
- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchon polypropylène avec joint TPE
- ✓ Parois extra épaisses

### Certificats :

- ✓ Autoclavable (à autoclaver avec un bouchon à évent)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Tient le vide absolu pendant minimum 8h
- ✓ Livré avec bouchon 83B avec joint TPE
- ✓ Volume : 10 litres

### Unité de vente :

1 Bonbonne