

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	028200
<b>Désignation</b>	Pointes



### Description :

- ✓ Pointes à filtre Multi / Pointe Microguard 10G
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant Multi
- ✓ Pointe micro, petit volume
- ✓ Gilson P2-P10, Finnpiquette 2-10  $\mu$ l, Sartorius Biohitfamily 2.5-10  $\mu$ l
- ✓ Volume : 0.1-10  $\mu$ l

### Unité de vente :

10 Racks de 96 pointes

---