

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	028414
<b>Désignation</b>	Entonnoir de filtration analytique



### Description :

- ✓ Entonnoir filtrant Nalgene économique gradué
- ✓ Muni d'une membrane pour la filtration et l'analyse microbiologique
- ✓ Membrane blanche avec grille grise
- ✓ La partie supérieure en polypropylène de l'entonnoir se retire pour un accès immédiat à la membrane

### Certificats :

- ✓ Stérile
- ✓ A usage unique
- ✓ Membrane en nitrate de cellulose, agréée pour le contrôle des eaux

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Porosité : 0,45  $\mu\text{m}$

### Unité de vente :

50 Entonnoirs de filtration analytique