

FICHE TECHNIQUE

Référence	028418
Désignation	Unité de filtration



Description :

- ✓ Unité complète de filtration à usage unique Nalgene
- ✓ Membrane polyethersulfone (PES) code couleur bleu
- ✓ Profil standard, type MF75
- ✓ Forme ergonomique (ouverture rapide 1 tour) incurvée pour préhension facilitée, large base pour une meilleure stabilité
- ✓ Membrane à filtration rapide « Rapid-flow » : technologie de fabrication maximisant les performances de la membrane et accélérant le débit et la vitesse de filtration

Caractéristiques techniques :

- ✓ Certifiée stérile (durée de stérilité de 5 ans si le produit est dans son emballage intègre)
- ✓ Porosité : 0,45 μm
- ✓ Dimensions : \varnothing 75 mm
- ✓ Volume : 500 ml

Unité de vente :

12 Unités de filtration