

FICHE TECHNIQUE

Référence	028422
Désignation	Bonbonnes



Description :

- ✓ Pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- ✓ En LDPE
- ✓ Avec robinet
- ✓ Etanches
- ✓ 2 poignées
- ✓ Graduées par 5 litres et par gallon
- ✓ LPDE : non autoclavable
- ✓ Volume : 10 L
- ✓ Dimensions : 250 x 389 mm
- ✓ Bouchon : 83B

Unité de vente :

1 Bonbonne
