


FICHE TECHNIQUE

Référence	028423
Désignation	Cryoboîtes de stockage



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Pour le stockage des cryotubes à pas de vis interne ou externe
- ✓ Autoclavables
- ✓ Avec alvéoles de coloris rouge
- ✓ Utilisables de -196°C à +121°C
- ✓ Couvercle transparent à grille de marquage
- ✓ Capacité 9 x 9 tubes de 1,2 à 2 ml
- ✓ Dimensions 133 x 133 x 51 mm

Unité de vente :

4 Cryoboîtes de stockage