

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	02844
<b>Désignation</b>	Plaques PCR



### Description :


- ✓ En polypropylène
- ✓ Nombre de puits : 96
- ✓ Avec jupe
- ✓ Destinées à tout type de thermocycleur
- ✓ Grille alphanumérique imprimée
- ✓ Rigides, indéformables à la chaleur
- ✓ Autoclavables
- ✓ Coloris : naturel

### Certificats :

- ✓ Certifiées exemptes de DNase et RNase
- ✓ Certifiées exemptes de pyrogène, Human DNA et PCR inhibitor

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 200  $\mu$ l



### Unité de vente :

4 Sachets de 20 Plaques