

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	028441
<b>Désignation</b>	Flacon



### Description :

- ✓ Rond
- ✓ A col étroit
- ✓ En HDPE
- ✓ Ambrée
- ✓ Etanche
- ✓ Sans joint
- ✓ Satisfait aux normes de la pharmacopée des Etats-Unis (éd. XXIII), relatives à la translucidité lumineuse optimale
- ✓ Bouchon en PP ambré
- ✓ Bouchon à vis
- ✓ Capacité : 30 ml
- ✓ Taille bouchon : 20 mm
- ✓ Intérieur de col : 14 mm
- ✓ Diamètre : 34 mm
- ✓ Hauteur : 61 mm

### Unité de vente :

72 Flacons

---