

### Désignation

- Unité de filtration MF75 CN 0,2µm 500 ml

### Référence

- 028575

Unité de vente : 12



---

### Description

- Unités de filtration stériles à usage unique Nalgene™ Rapid-Flow™
- Ensemble de filtration
- Jetable
- Matériau : Nitrate de cellulose
- Porosité : 0,2 µm
- Stérile
- Couleur de la grille : Blanche/aucun
- Volume du collecteur : 500 mL
- Volume supérieur : 500 mL
- Diamètre de la membrane : 75 mm

