

FICHE TECHNIQUE

Référence	028577
Désignation	Unités complètes de filtration



Description :

- ✓ Numéro de lot, référence, type de membrane et taille de pores imprimés sur les unités
- ✓ Certifiées stériles, non pyrogènes, non cytotoxiques
- ✓ Durée de stérilité de 5 ans, si le produit est dans son emballage intègre
- ✓ Type : MF75 + préfiltre
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Membrane : nitrate de cellulose
- ✓ Porosité : 0,8 μm
- ✓ Diamètre : 75 mm

Unité de vente :

12 Unités de filtration
