

FICHE TECHNIQUE

Référence	028625
Désignation	Rack Unwire



Description :

- ✓ Portoirs pour tubes « Unwire racks » Nalgene
- ✓ Racks moulés d'une seule pièce
- ✓ En ResMer
- ✓ Gardent leur couleur plus longtemps
- ✓ Bonne résistance aux produits chimiques et aux désinfectants
- ✓ Pour tubes Ø 13 mm
- ✓ Nombre de tubes : 6 x 12
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Dimensions (L x l x h) 200 x 102 x 57 mm

Unité de vente :

1 Rack Unwire