

FICHE TECHNIQUE

Référence	028643
Désignation	Rack Unwire



Description :

- ✓ Portoirs pour tubes « Unwire racks » Nalgene
- ✓ Racks moulés d'une seule pièce
- ✓ En ResMer
- ✓ Gardent leur couleur plus longtemps
- ✓ Bonne résistance aux produits chimiques et aux désinfectants
- ✓ Pour tubes Ø 25 mm
- ✓ Nombre de tubes : 4 x 10
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Dimensions (L x l x h) 300 x 121 x 92 mm

Unité de vente :

1 Rack Unwire