

Désignation

- Bonbonne 20l à poignée

Référence

- 028677

Unité de vente : 1



---

**Description**

- Bonbonne large ouverture à poignées
  - En polyéthylène basse densité coloris naturel
  - Bouchon en polypropylène diamètre 100 mm
  - Graduée
  - Capacité : 20 litres
  - Matériau du bouchon : PP
  - Taille du bouchon : 100-415 mm
  - Matériau : PEBD
  - Volume jusqu'au rebord : 12 l
  - Non autoclavable
- 
- Stockez et transportez les solides et les poudres avec les bonbonnes à col large en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Une grande ouverture pratique facilite le nettoyage et la distribution et peut accueillir des mélangeurs verticaux. Les poignées disposées au niveau de l'épaulement garantissent un transport et un versement aisés, même les mains gantées.
- 
- La bonbonne comprend des bouchons à vis en PP blanc étanches, de 100 mm.

