

## Désignation

- Bouteille col large HDPE 60ml

## Référence

- 028726

Unité de vente : 72



---

## Description

- Flacon de qualité laboratoire à col large
- Capacité : 60 ml
- Couleur : Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col : 21 mm
- Matériau : PEHD
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col : 28 mm
- Certifications/Conformité : Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
- Closure Included : Oui
- Jetable Non
- Non gradué
- Bouche Col large
- Forme Ronde
- ACT Label Oui
- Hauteur : 86 mm
- Joint de fermeture : Sans joint
- Matériau du bouchon : Polypropylène (PP)
- Taille du bouchon 28 mm
- Diamètre : 39 mm
- Bouchon à vis
- Distribution par le bouchon Non

