

## Désignation

- Bouteille col étroit HDPE 60ml

## Référence

- 028751

Unité de vente : 72



---

## Description

- Flacon à col étroit de qualité laboratoire
- Capacité 60 ml
- Couleur : Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col 14 mm
- Matériau : PEHD
- Nbre par carton 72
- Nb par paquet 12
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col 20 mm
- Certifications/Conformité : Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons diagnostics et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21CFR177.1520 relative à l'usage des denrées alimentaires et des boissons, USP Classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l'USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
- Closure Included : Oui
- Bouche Étroit
- Forme ronde
- ACT Label Oui
- Hauteur (métrique) 85 mm
- Joint de fermeture : Sans joint
- Matériau du bouchon : Polypropylène (PP)
- Taille du bouchon 20 mm
- Diamètre : 37 mm
- Type de bouchon : Bouchon à vis
- Distribution par le bouchon : Non

