

Désignation

- Bouteille col étroit HDPE 250ml

Référence

- 028754

Unité de vente : 72



Description

- Flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
- Capacité 250 ml
- Couleur : Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col 18 mm
- Matériau PEHD
- Nb par paquet 12
- Stérilité Non stérile
- Couleur de bouchon Naturel
- Finition de col 24 mm
- Certifications/Conformité : Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons diagnostics et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21CFR177.1520 relative à l'usage des denrées alimentaires et des boissons, USP Classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l'USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
- Closure Included Oui
- Non gradué
- Bouche Étroit
- Forme Ronde
- ACT Label Oui
- Hauteur 133 mm
- Joint de fermeture Sans joint
- Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
- Taille du bouchon 24 mm
- Diamètre 61 mm
- Bouchon à vis
- Distribution par le bouchon Non

