

Désignation

- Bouteille col étroit HDPE 8ml

Référence

- 028758

Unité de vente : 72



Description

- Flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
- Capacité 8 ml
- Couleur : Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col 14mm
- Matériau : PEHD
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col 20mm
- Certifications/Conformité : Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003
- Closure Included : Oui
- Non gradué
- Bouche Étroite
- Forme Ronde
- ACT Label Oui
- Hauteur 45mm
- Joint de fermeture : Sans joint
- Matériau du bouchon : Polypropylène (PP)
- Taille du bouchon : 20 mm
- Diamètre 25mm
- Bouchon à vis
- Distribution par le bouchon : Non

