

Désignation

- Bouteille col étroit HDPE 4ml

Référence

- 028760

Unité de vente : 72



Description

- Flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
- Capacité 4 ml
- Couleur Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col 8 mm
- Matériau : PEHD
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col 13 mm
- Certifications/Conformité : Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons diagnostics et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21CFR177.1520 relative à l'usage des denrées alimentaires et des boissons, USP Classe VI.
- Closure Included Oui
- Non gradué
- Bouche Étroite
- Forme Ronde
- ACT Label Oui
- Hauteur 41 mm
- Joint de fermeture Sans joint
- Matériau du bouchon : Polypropylène (PP)
- Taille du bouchon 13 mm
- Diamètre 16 mm
- Bouchon à vis
- Distribution par le bouchon Non

