

Désignation

- Bouteille col étroit LDPE 8ml

Référence

- 028768

Unité de vente : 72



Description

- Flacons en PEBD à col étroit Nalgene™ avec bouchon
- Sans joint
- Matériau du bouchon : polypropylène (PP)
- Taille du bouchon : 20 mm
- Type de bouchon : Bouchon à vis
- Diamètre : 25mm
- Hauteur : 45mm
- Distribution par le bouchon : Non
- Capacité : 8 ml
- Couleur : Naturel
- Description Flacon à col étroit
- Diamètre intérieur de col : 14mm
- Matériau : PEBD
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col : 20mm
- Certifications/Conformité : Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
- Closure Included : Oui
- Bouche étroite
- Forme ronde

