

Désignation

- Bouteille col étroit ppco 4ml

Référence

- 028787

Unité de vente : 72



Description

- Flacons en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables
- Les flacons en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon permettent d'effectuer des applications de laboratoire nécessitant une excellente résistance aux produits chimiques et d'autoclavage avec et sans contenu.
- Capacité 4 ml
- Couleur : Naturels, transparents
- Diamètre intérieur de col : 8 mm
- Matériau : Copolymère de polypropylène (PPCO)
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Certifications/Conformité : Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
- Autoclavable
- Jetable Non
- Non gradués
- Bouche Étroit
- Forme ronde
- Hauteur 41 mm
- Joint de fermeture Sans joint
- Matériau du bouchon : Polypropylène (PP)
- Bouchon à vis de 13 mm
- Diamètre 16 mm
- Distribution par le bouchon : Non

