

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	028820
<b>Désignation</b>	Bouteilles



### Description :

- ✓ Bouteilles économiques
- ✓ A col large
- ✓ Résistants aux produits chimiques courants
- ✓ Etanchéité garantie
- ✓ Fabrication aux USA, sur site certifié ISO 13485
- ✓ Pour le stockage d'échantillons et de solutions d'utilisation quotidienne, tampons, réactifs
- ✓ En polyéthylène haute densité
- ✓ Lavables à la main ou à la machine avec un détergent non alcalin
- ✓ Stérilisation avec désinfectants chimiques ou pour la PPCO par autoclavage
- ✓ Réutilisables jusqu'aux premiers signes de vieillissement ou d'usure
- ✓ Codes de recyclage apposés sur les produits
- ✓ Conditionnement réduit pour améliorer le recyclage
- ✓ Colorants dérivés des métaux lourds bannis de la chaîne de fabrication
- ✓ Capacité : 125 ml
- ✓ Bouchon en PP
- ✓ Taille bouchon : 38 mm

### Unité de vente :

500 Bouteilles

---