

Désignation

- Bouteille éco col large HDPE 250 ml

Référence

- 028821

Unité de vente : 250



Description

- Flacons en PEHD économiques à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
- Capacité 250 ml
- Couleur : Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col 33 mm
- Matériau : PEHD
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel, translucide
- Certifications/Conformité : Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
- Closure Included Oui
- Non autoclavable
- Bouche Large
- Forme Ronde
- ACT Label Oui
- Hauteur 131 mm
- Sans joint de fermeture
- Matériau du bouchon : Polypropylène
- Taille du bouchon : 43 mm
- Diamètre : 61 mm
- Bouchon à vis
- Distribution par le bouchon Non

