


Désignation

- Eprouvette 250 ml graduée en polypropylène Nalgene

Référence

- 028828

Unité de vente : 1



-
- Capacité 250 mL
 - Matériau Polypropylène
 - Tolérance ± 2 ml
 - Certifications/Conformité ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
 - Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné
 - Balance 16 ml à 250 ml par incréments de 2 ml
 - Diamètre 48,8 mm
 - Graduations 2 ml
 - Autoclavable
 - Limite d'erreur ± 2.0 ml
 - Température max. 121°C
 - Forme Rond
 - Diamètre intérieur 34,5 mm
 - Base Type Hexagonale
 - Hauteur 353,1 mm
 - ACT Label
 - Résistance aux températures atteignant jusqu'à 135°C

