

FICHE TECHNIQUE

Référence	028841
Désignation	Eprouvette graduée 4000 ml



Description :

- ✓ Capacité : 4000 ml
- ✓ Graduations intégrées : 50 ml
- ✓ Large bec verseur
- ✓ Large base bleue qui prévient tout renversement accidentel
- ✓ Matériau : polyméthylpentène
- ✓ Peuvent être stérilisées chimiquement
- ✓ Adaptées à un usage alimentaire

Unité de vente :

1 Eprouvette
