

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	028891
<b>Désignation</b>	Pissette Eco 125 ml à bec sur le bouchon Nalgene



### Description :

- ✓ Le tube d'aspiration et le bouchon parfaitement ajustés des pissettes en PEBD économiques Thermo Scientific™ Nalgene™ préviennent toute séparation pendant le jet. Ces flacons en polyéthylène basse densité sont conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulée en un seul bloc pour une étanchéité homogène. Raccourcissez l'extrémité pour augmenter le débit.
- ✓ Capacité : 125 ml
- ✓ Couleur : Translucide
- ✓ Comprend : Tube à tige et d'aspiration
- ✓ Matériau : LDPE
- ✓ Taille du bouchon : 24 mm
- ✓ Matériau du bouchon : Polypropylène
- ✓ Type de bouchon : Vis
- ✓ Diamètre : 50,3 mm
- ✓ Non gradué
- ✓ Hauteur : 147 mm
- ✓ Forme cylindrique

### Unité de vente :

6 Pissettes