

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	028900
<b>Désignation</b>	Pissettes



### Description :

- ✓ Bouteille en PTFE
- ✓ Bouchon et tige en Tefzel
- ✓ Etanches
- ✓ Autoclavables
- ✓ Sans phtalate
- ✓ Résistance aux produits chimiques
- ✓ Flux droit, à débit continu
- ✓ Contrôle total sans pulvérisation
- ✓ Volume : 125 ml

### Unité de vente :

4 Pissettes

---