

Désignation

- Pissette ppco autoclavable 500ml

Référence

- 028904

Unité de vente : 6



Description

- Pissette
- Matériau du bouchon : PP
- Taille du bouchon : 28 mm
- Diamètre : 72,6 mm
- Hauteur : 213 mm
- Distribution par le bouchon : Oui
- Capacité : 500 ml
- Couleur : Translucide
- Comprend : Tube à fermeture à vis/tige et d'aspiration
- Matériau : PPCO
- Non stérile
- Autoclavable
- Non gradué
- Bouche étroite
- Forme cylindrique

