

Désignation

- Bouteille col étroit FEP 60ml
- Référence : 028938A

Unité de vente : 1



Description

- Flacon à col étroit
- Capacité : 60 ml
- Couleur : Naturels, transparents
- Diamètre intérieur de col : 14 mm
- Matériau : Teflon™ FEP
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col : 20 mm
- Autoclavable
- Taille du bouchon : 20 mm
- Matériau du bouchon : ETFE
- Bouchon à vis
- Diamètre : 39 mm
- Non gradué
- Hauteur : 84 mm
- Forme ronde
- Distribution par le bouchon : Non

