

Désignation

- Bouteille col étroit FEP 125ml
- Référence : 028939A

Unité de vente : 1

Description

- Flacons à col étroit Nalgene™ en Teflon™ FEP avec bouchon
- Réalisez des analyses de métaux présents à l'état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi grâce aux flacons en téflon FEP à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
- Capacité : 125 ml
- Couleur : Naturels, transparents
- Diamètre intérieur de col : 17 mm
- Matériau : Teflon™ FEP
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel
- Finition de col : 24 mm
- Certifications/Conformité : CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
- Autoclavables
- Taille du bouchon : 24 mm
- Matériau du bouchon : ETFE
- Bouchon à vis
- Diamètre : 46 mm
- Hauteur : 115 mm
- Forme ronde
- Distribution par le bouchon : Non

