

Désignation

- Bouteille col large FEP 250ml

Référence

- 028947A

Unité de vente : 1

Description

- Flacon à col large
- Capacité : 250 ml
- Couleur : Naturels, transparents
- Diamètre intérieur de col : 33 mm
- Matériau : Teflon™ FEP
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturels, transparents
- Finition de col : 43 mm
- Autoclavables
- Taille du bouchon 43 mm
- Matériau du bouchon : Tefzel™ ETFE
- Bouchon à vis
- Diamètre : 59 mm
- Non gradué
- Hauteur : 128 mm
- Col large
- Forme ronde

