

## Désignation

- Bouteille col large 500 ml
- Référence : 028948A

Unité de vente : 1

---

## Description

- Flacon à col large
- Capacité : 500 ml
- Couleur : Naturel, translucide
- Diamètre intérieur de col : 38mm
- Matériau : Téflon FEP
- Non stérile
- Couleur de bouchon : Naturel, translucide
- Finition de col : 48mm
- Certifications/Conformité : CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
- Autoclavables
- Taille du bouchon : 48 mm
- Matériau du bouchon : ETFE Tefzel
- Bouchon à vis
- Diamètre : 71mm
- Hauteur : 165 mm
- Bouche Large
- Forme ronde
- Distribution par le bouchon : Non

