

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	029135
<b>Désignation</b>	Bonbonnes



### Description :

- ✓ Pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- ✓ En LDPE
- ✓ Avec robinet
- ✓ Etanches
- ✓ 2 poignées
- ✓ Graduées par 5 litres et par gallon
- ✓ LPDE : non autoclavable
- ✓ Volume : 4 L
- ✓ Dimensions : 154 x 330 mm
- ✓ Bouchon : 38-430

### Unité de vente :

1 Bonbonne

---