

FICHE TECHNIQUE

Référence	029197
Désignation	Entonnoir



Description :

- ✓
- ✓ En polypropylène autoclavable
- ✓ Tige courte à bords parallèles pour éviter le blocage des poudres
- ✓ Sillons externes
- ✓ Capacité : 243 ml
- ✓ Ø interne haut : 104 mm
- ✓ Ø externe tige : 21 mm
- ✓ Longueur tige : 33 mm
- ✓ Hauteur totale : 106 mm

Unité de vente :

6 Entonnoirs
