

FICHE TECHNIQUE

Référence	029223
Désignation	Tubes à centrifuger



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Transparents
- ✓ Utilisables en centrifugeurs réfrigérés ou non
- ✓ A remplir à 80 % de leur capacité
- ✓ Fournis sans bouchon
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ A fond rond
- ✓ Vitesse de centrifugation maximum : 50 000 g
- ✓ Dimensions : 16 x 114 mm

Unité de vente :

10 Tubes
