

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	029225
<b>Désignation</b>	Tubes à centrifuger



### Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Transparents
- ✓ Utilisables en centrifugeurs réfrigérés ou non
- ✓ A remplir à 80 % de leur capacité
- ✓ Fournis sans bouchon
- ✓ Autoclavables
- ✓ Volume : 38 ml
- ✓ A fond rond
- ✓ Vitesse de centrifugation maximum : 50 000 g
- ✓ Dimensions : 25,5 x 89,4 mm

### Unité de vente :

10 Tubes

---