

FICHE TECHNIQUE

Référence	029262
Désignation	Tubes à centrifuger



Description :

- ✓ Graduations : de 5 à 35 ml, par incréments de 1 ml
- ✓ Peuvent supporter les forces allant jusqu'à 50 000 x g dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées
- ✓ Fournis avec des bouchons sans liner en polypropylène pour une meilleure étanchéité jusqu'à 10 000 x g
- ✓ Offrent une meilleure clarté
- ✓ En copolymère polypropylène sont translucides et offrent une meilleure résistance aux produits chimiques que le polycarbonate ; autoclavables à répétition
- ✓ Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour offrir des performances correctes.
- ✓ Autoclavables / Risque biologique / Gradués / Étanches
- ✓ Volume : 35 ml
- ✓ Taille du bouchon : 24 mm
- ✓ Diamètre : 28,3 mm
- ✓ A fond conique

Unité de vente :

10 Tubes