

Désignation

- Cryoboîte de stockage 6 coloris panachés pour 9 x 9 tubes 1,2 - 2 ml Nalgene

Référence

- 029293

Unité de vente : 6



Description

- En polycarbonate pour le stockage des cryotubes à pas de vis interne ou externe. Avec alvéoles de coloris blanc, rouge, jaune, vert, bleu ou gris selon modèle.
- Utilisables de -196 °C à +121 °C
- Couvercle transparent à grille de marquage
- Dimensions : L x l x h : 133 x 133 x 51 mm
- Autoclavable : Oui
- Poids brut : 1,141 kg
- Dimensions brutes : 28 x 20,5 x 19,5 cm

