

FICHE TECHNIQUE

Référence	029312
Désignation	Support de filtration



Description :

- ✓ Support de filtration pour membrane Nalgene
- ✓ Ensemble comprenant un récipient supérieur et un récipient récepteur en polysulfone autoclavable et réutilisable
- ✓ Récipient inférieur: récipient fermé par un couvercle vissant
- ✓ La membrane se fixe sur une plaque-support amovible située entre les deux récipients
- ✓ Utilisable en filtration sous pression ou sous vide
- ✓ Pour membranes diamètre 47 mm
- ✓ Volume récipient récepteur : 500 ml
- ✓ Volume récipient supérieur : 500 ml

Unité de vente :

1 Support de filtration
