

FICHE TECHNIQUE

Référence	029338
Désignation	Pompe



Description :

- ✓ Pompe à vide manuelle
- ✓ Pompe à main pour créer le vide par aspiration
- ✓ Légère
- ✓ Simple d'usage
- ✓ Performante
- ✓ En PVC
- ✓ Sans jauge à vide
- ✓ Transfert d'échantillons liquides
- ✓ Filtration sous vide ou par pression
- ✓ Dessicateur à vide
- ✓ Vide maximum atteignable : 0,84 bar (635 mm Hg)
- ✓ Vide : 0.21 bar
- ✓ Capacité : 15 cm³ / impulsion
- ✓ Fournie complète avec :
 - jauge à vide calibrée en pouces et cm Hg,
 - 1 tuyau de 60 cm en PVC, diamètre intérieur 6,3 mm (1/4")

Unité de vente :

1 Pompe
