

FICHE TECHNIQUE

Référence	029367
Désignation	Cahier de laboratoire



Description :

- ✓ Cahier cousu à feuilles permanentes
- ✓ Avec lignes
- ✓ Format A4
- ✓ 96 pages numérotées
- ✓ Couverture en polyéthylène non mouillable
- ✓ Couverture rouge foncé
- ✓ Avec emplacement pour signature de l'utilisateur, nom et date
- ✓ Pour l'enregistrement des données et des protocoles en laboratoires

Unité de vente :

1 Cahier de laboratoire