

FICHE TECHNIQUE

Référence	029368
Désignation	Cahier de laboratoire



Description :

- ✓ Cousu
- ✓ A feuilles permanentes
- ✓ 96 pages numérotées
- ✓ Couverture en polyéthylène non mouillable
- ✓ Avec emplacement pour signature de l'utilisateur, nom et date
- ✓ Pour l'enregistrement des données et des protocoles en laboratoire
- ✓ Couleur : vert foncé
- ✓ A carreaux
- ✓ Format A4
- ✓ Quadrillage : 5 mm
- ✓ Longueur : 222 mm
- ✓ Largeur : 285.7 mm

Unité de vente :

1 Cahier
