

FICHE TECHNIQUE

Référence	029431
Désignation	Seau 10 litres



Description :

- ✓ Seau en HDPE robuste
- ✓ Poignée revêtue de polyéthylène
- ✓ Avec graduations moulées
- ✓ Avec bec verseur à larges lèvres

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Non autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité métrique : 9,5 litres
- ✓ Dimensions (∅ bas x ∅ haut hors bec x hauteur) : 233 x 257 x 234 cm

Unité de vente :

1 Seau 10 litres

