

FICHE TECHNIQUE

Référence	029439
Désignation	Jerrican 8 litres



Description :

- ✓ Jerrican forme ronde en polypropylène
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Grande poignée de transport
- ✓ Bec verseur décalé pour un versement facile et précis
- ✓ Avec capuchon vissant taille 53B de couleur blanche
- ✓ Coloris : naturel, translucide

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 8 litres
- ✓ Diamètre du col intérieur : 39 mm
- ✓ Dimensions (ø x h) : 195 x 385 mm

Unité de vente :

1 Jerrican 8 litres