

Désignation

- Compte-goutte 125ml

Référence

- 029480

Unité de vente : 12



---

Description

- Flacons distributeur compte-gouttes en PEBD Nalgene™ avec bouchon
- Matériau du bouchon PP
- Taille du bouchon 24 mm
- Bouchon à bec verseur
- Diamètre : 50,29 mm
- Hauteur : 114,3 mm
- Distribution par le bouchon
- Capacité 125 ml
- Couleur Translucide
- Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
- Non gradué
- Bouche Étroit
- Forme Ronde

