

FICHE TECHNIQUE

Référence	029481
Désignation	Compte-gouttes



Description :

- ✓ En polyéthylène naturel
- ✓ Avec bouchon attaché
- ✓ Capuchon en polypropylène
- ✓ Capuchon ne se rompt pas lorsque les bouteilles sont comprimées
- ✓ Fermeture une main
- ✓ Chimiquement compatibles avec la plupart des acides, des bases et des alcools
- ✓ Capacité : 250 ml
- ✓ Taille bouchon : 24 mm

Unité de vente :

6 Compte-gouttes
