

FICHE TECHNIQUE

Référence	029535A
Désignation	Grandes bouteilles carrées large ouverture



Description :

- Type de produit : Grandes bouteilles carrées large ouverture
- Fonction : Flaconnage
- Volume : 4 l
- Stérile : Non
- Réutilisable
- Autoclavable : Non
- Bouchon : Oui
- Col : Large
- Matière : HDPE
- Largeur : 142 mm
- Longueur : 142 mm
- Hauteur : 282 mm
- Bouchon diam. 100 mm