

FICHE TECHNIQUE

Référence	029551
Désignation	Bouteilles carrées



Description :

- ✓ Stériles
- ✓ En PETG
- ✓ Avec bouchon HDPE et septum silicone/PTFE
- ✓ Pour le conditionnement de produit biologique ou de diagnostic qui demande l'adjonction de composés à l'aide d'une seringue
- ✓ Col 24 - 415
- ✓ Volume 60 ml
- ✓ Hauteur du flacon (avec bouchon) 220,7 mm (\pm 2,5 mm)
- ✓ Dimensions du flacon (L x l) 92,2 x 92,2 mm (\pm 1,8 mm)

Unité de vente :

200 Bouteilles carrées