

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	029554
<b>Désignation</b>	Flacon 500 ml



### Description :

- ✓ Bouteille en PETG, bouchon en HDPE et septum silicone/PTFE
- ✓ Stérile
- ✓ Pour le conditionnement de produits biologiques ou de diagnostic qui demande l'adjonction de composés à l'aide d'une seringue
- ✓ Forme carrée
- ✓ Col 38-430
- ✓ Volume : 500 ml

### Unité de vente :

40 Flacons 500 ml